



Acrodisc® Unit with Mustang® S Membrane



- For laboratory use.
- Chromatography unit is a strong cation exchanger that is capable of binding proteins and other positively-charged biomolecules.
- Ideal for evaluation, process development, and validation.
- Scaleable to Mustang S capsules.

Certification

Pall Life Sciences certifies that the enclosed disposable units are:

1. Non-pyrogenic, and non-cytotoxic after preconditioning.
2. Materials of construction pass USP Class VI – 50 °C Plastics tests after preconditioning.
3. Manufactured in accordance with 21 CFR Part 820, Quality System Requirements.
4. In compliance with published product specifications.

Leslie A. Harreld, Sr. Director, Quality Assurance

The certificate of compliance provided does not apply to products that have been opened or damaged by conditions outside the control of Pall Life Sciences.

Ordering Information

Prod. No.	Description	Packaging
MSTG25S6	Acrodisc Unit with Mustang S Membrane, 0.8 µm, 25 mm	10/pkg

Specifications

Materials of Construction

Housing: Polypropylene
Media: Mustang S membrane, 0.8 µm
Connections: Female Luer-Lok® inlet, male slip luer outlet

Membrane Bed Volume

~ 0.18 mL

Differential Pressure

< 1 psi at 1 mL/min

Typical Operating Temperature

21 - 24 °C (70 - 75 °F)

Maximum Operating Pressure

5.5 bar (80 psi)

Mean Dynamic Binding Capacity*

Lysozyme: ~ 8 mg/Acrodisc unit or ~ 47 mg/mL membrane volume

*Note on Optimization:

The yield is contingent on flow rate, surface charge, type and concentration of protein, pH, ionic strength, and other components of the sample solution.

Instructions for Use

1. Connect tubing or syringe to the inlet, and tubing to the outlet. Run buffer and check for leaks.
2. Recommended sample loading flow rate for Acrodisc® Unit with Mustang™ S Membrane is 1 to 4 mL/min.
3. The Acrodisc unit must be preconditioned with 4 mL of 1M NaOH, 4 mL of 1M NaCl, and 10 mL of appropriate equilibration buffer before sample loading.
4. The Acrodisc unit is meant for a single use.

For further information, please contact:

Pall's Mustang Technical Support at 800-717-7255 (in USA)

+ Lab Tech Support at 800-521-1520

(Fax: 516-801-9548 or E-mail: biotech@pall.com)

Performance

The following graphs demonstrate the high resolution and dynamic binding capacity of the Acrodisc Unit with Mustang S Membrane.




Figure 1




Figure 2

**Complementary Products****Other scaleable large-scale products with Mustang® S membrane:**

Prod. No.	Description	Packaging
MSTG18S16	Mustang S Coin, with Mustang S membrane 0.8 µm, 0.35 mL	10/pkg
CLM05MSTGSP1	Mustang S Capsule, with Mustang S membrane 0.8 µm, 10 mL	1/pkg
CL3MSTGSP1	Mustang S Capsule, with Mustang S membrane 0.8 µm, 60 mL	1/pkg
NP6MSTGSP1	Mustang S Capsule, with Mustang S membrane 0.8 µm, 260 mL	1/pkg
NP7MSTGSP1	Mustang S Capsule, with Mustang S membrane 0.8 µm, 520 mL	1/pkg
NP8MSTGSP1	Mustang S Capsule, with Mustang S membrane 0.8 µm, 780 mL	1/pkg

Mustang Technology Literature Available

Part No.	Literature	Title
USD 2185	Brochure	Pall Mustang® Q Capsules The High Throughput Disposable Capsules for Process Scale Anion Exchange Chromatography
USD 2186	Brochure	Pall Mustang® S Capsules The High Throughput Disposable Capsules for Process Scale Cation Exchange Chromatography
USD 2275	Application Note	Purification of Adeno-Associated Viral Vectors Using Mustang® Membrane Chromatography
USD 2278	Application Note	DNA Clearance From Antibody Preparations Using Mustang® Q Membrane-Model Study
USD 2280	Brochure	Pall Mustang® E Capsules The High Throughput Disposable Capsules for Endotoxin Removal from Buffers, Water, Saline and Process Streams

WARNING

Employment of the products in applications not specified, or failure to follow all instructions contained in this product information insert, may result in improper functioning of the product, personal injury, or damage to property or the product. See Statement of Warranty in our most recent catalog.

ATTENTION

L'utilisation de nos produits dans des applications pour lesquelles ils ne sont pas spécifiés ou le non-respect du mode d'emploi qui figure sur ce document, peut entraîner un dysfonctionnement du produit, endommager le produit ou d'autres biens matériels ou représenter un risque pour l'utilisateur. Se référer à la clause de garantie de notre catalogue le plus récent.

ACHTUNG

Der Einsatz dieses Produktes in Anwendungen für die es nicht spezifiziert ist, oder das Nichtbeachten einiger, in dieser Bedienungsanleitung gegebenen Hinweise kann zu einem schlechteren Ergebnis, oder Zerstörung des Produktes oder anderer Dinge oder gar zu Verletzungen führen. Beachten Sie auch unsere Garantiebedingungen im aktuellen Katalog.

ADVERTENCIA

El uso de este producto en aplicaciones no especificadas o el no considerar las instrucciones indicadas en la hoja de información del producto puede ocasionar un mal funcionamiento del producto, daños en las instalaciones o en el producto y riesgo para el personal del laboratorio. Consulte el apartado de Garantía en nuestro último catálogo.

ATTENZIONE

L'impiego dei prodotti in applicazioni non specificate, o il mancato rispetto di tutte le istruzioni contenute nel presente bollettino tecnico, potrebbero portare ad un utilizzo improprio del prodotto, ferire gli operatori, o danneggiare le caratteristiche del prodotto stesso. Consultare la dichiarazione di garanzia pubblicata nel nostro più recente catalogo.

警告

当製品情報に記載されていないアプリケーションにおいて製品を使用した場合、あるいは当製品情報に記載されている使用方法に従わない場合は、製品の機能上の不具合、人体への危害、あるいはお客様の財産や製品への損害をまねく恐れがあります。必ず、最新のカatalogに記載してある保証約款をご覧ください。

Pall Life Sciences

600 South Wagner Road
Ann Arbor, MI 48103-9019 USA

For ordering or technical information:

In USA and Canada
Tel: 734-665-0651
800-521-1520
Fax: 734-913-6114
Outside USA and Canada
+800 PALL LIFE
+800 7255 5433

Visit Pall Life Sciences on the
Web at www.pall.com/Lab or
E-mail us at Lab@pall.com

Offices:

Australia, Cheltenham, VIC, 03 8586 8150
Austria, Wien, 00 1 49 192 0
Canada, Ontario, 905-542-0330
Canada, Québec, 514-332-7255
China, P.R., Beijing, 86-10-8458 4010
France, St. Germain-en-Laye, 01 30 61 39 92
Germany, Dreieich, 06103-307 333
India, Mumbai, 91 (0) 22 55995555
Italy, Milano, 02 47 79 61
Japan, Tokyo, 03-6901-5800
Korea, Seoul, 82-2-560-7834
Malaysia, Selangor, +60 3 5569 4892
New Zealand, Hamilton, +64 7 957 9510
Poland, Warszawa, 22 510 2100
Russia, Moscow, 5 01 787 76 14
Singapore, (65) 389-6500
South Africa, Johannesburg, +27-11-2662300
Spain, Madrid, 91-657-9876
Sweden, Lund, (0)46 158400
Switzerland, Basel, 061-638 39 00
Taiwan, Taipei, 886 2 2545 5991
Thailand, Bangkok, 66 2937 1055
United Kingdom, Farlington, 02392 302600