





科研应用层析填料选择指南



使用的传统填料	对应的现代填料	应用
Protein A Sepharose™ High Performance	MabSelect™ PrismA	用蛋白质 A 纯化的人类 IgG
rProtein A Sepharose™ Fast Flow	MabSelect™ PrismA	用蛋白质 A 纯化的人类 IgG
MabSelect SuRe™	MabSelect™ PrismA	用蛋白质 A 纯化的人类 IgG
MabSelect SuRe™ LX	MabSelect™ PrismA	用蛋白质 A 纯化的人类 IgG




如需获得进一步指导和了解其它层析技术，例如多模式层析或疏水相互作用层析，请访问 Purify App，网址为 [cytiva.com/purify-app](https://www.cytiva.com/purify-app)
若要了解完整的产品组合，请访问 [cytiva.com/chromatography](https://www.cytiva.com/chromatography)



使用的传统填料	对应的现代填料	应用
MonoBeads™ 填料	Capto™ HiRes	小规模制备和分析型 IEX 纯化 Q/SP Sepharose™ High
Performance	Capto™ Q/SP ImpRes	制备型 IEX 纯化

包装指南

欲了解订购信息，请访问 cytiva.com.cn/chromatography

	手动纯化				手动或自动（系统）纯化		系统纯化							
包装		旋转层析柱		96 孔板		重力层析柱		层析填料瓶		小预填充层析柱		纤维层析单元		其他层析柱
产品名称	SpinTrap™		MultiTrap™ 和 PreDictor™ 孔板		GraviTrap™、MiniTrap™、MidiTrap™ 和 PD-10		小包装		HiTrap™		HiTrap™ Fibro 和 HiScreen™ Fibro		HiScreen™、HiPrep™、HiLoad™、RESOURCE™、Tricorn™ 和 Precision	
应用	使用台式离心机对少量样品进行筛选和快速脱盐		使用离心机或真空设备进行高通量筛选和小规模纯化		简单的蛋白质一步纯化或样品脱盐，无需设备		批量纯化和装填层析柱		易于与注射器、蠕动泵或层析系统一起使用		非常高的流速		更大规模或高性能的应用	

填料选择指南

cytiva.com/proteinresearch

Cytiva 和 Drop 标志是 Life Sciences IP Holdings Corporation 或附属公司的商标。Capto、GraviTrap、HiLoad、HiPrep、HiScreen、HiTrap、MabSelect、MabSelect Sure、MidITrap、MiniTrap、MonoBeads、MultiTrap、RESOURCE、Sephacryl、Sephadex、Sephacore、SOURCE、SpinTrap、StrepTrap、Superdex、Superose 和 Tricorn 是 Global Life Sciences Solutions USA LLC 或关联公司的商标。Strep-tag 和 Strep-trap 均是 IBA GmbH 的商标。TALON 是 Clontech Laboratories, Inc. 的商标。Spherflow 是 Sterogene Bioseparations Inc. 的商标。任何其他第三方商标均归各自所有者的财产。

© 2023 Cytiva
有关当地办事处的联系信息，请访问 cytiva.com/contact。
CY41763-28Dec23-PO

